

Link do produktu: <https://herbalekadonis.pl/kawa-mielona-z-mniszka-lekarskiego-p-10038.html>

# KAWA MIELONA Z MNISZKA LEKARSKIEGO

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 14,98 zł      |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | 0006982       |
| Kod EAN          | 5903876973636 |

## Opis produktu

### KAWA MIELONA Z MNISZKA LEKARSKIEGO

#### 100% wypalany korzeń Mniszka Lekarskiego

Prozdrowotne właściwości skromnego Mniszka Lekarskiego znane są od stuleci.

Polskie uprawy Mniszka lekarskiego cenione są w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji.

**Kawa mielona z mniszka lekarskiego wytwarzana jest ze specjalnie uprawianych gatunków Mniszka lekarskiego na terenie naszego kraju.**

Po zebraniu korzenie czyści się, suszy i porcuje. Następnie, zgodnie z naszym know-how podlega obróbce, dzięki której uzyskujemy ten wspaniały produkt.

**Kawa z korzenia mniszka lekarskiego posiada niezwykle właściwości prozdrowotne.**

- Poprawia odporność, reguluje i usprawnia pracę wątroby.
- Wspomaga przemianę materii i detoksykację organizmu.
- Poprawia trawienie i łagodzi ból brzucha.
- Poprawia metabolizm.
- Pomaga w uzyskaniu użytecznej energii.
- Kawa z korzenia mniszka lekarskiego nie zawiera kofeiny i konserwantów.
- Właściwie przyrządzona, potrafi pozytywnie zaskoczyć swoim aromatem i smakiem.

#### Sposób parzenia:

Na jedną czubatą łyżeczkę kawy (około 6 g) 100 ml gorącej wody w temperaturze 90- 95°C. Kawę z korzenia mniszka lekarskiego można przyrządzić używając następujących metod parzenia: ekspres przelewowy, drip, zaparacz (French Press), Chemex, tradycyjna metoda parzenia (zalewajka).

#### • Waga

150g

- **Najlepiej smakuje w**

Metoda tradycyjna w temperaturze 90 C, ekspres przelewowy oraz inne przelewowe metody parzenia

- **Wyczuwalne aromaty**

Zbalansowana gorycz i kwasowość, delikatna słodycz, wyczuwalna nuta orzechowa

- **Pochodzenie**

Uprawy - województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie

- **Termin przydatności**

24 miesiące od daty wypalenia

- **Wyprodukowano w**

Wyprodukowano w Polsce